handicap TRADE

ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Návod k použití



Antidekubitní podložka
pata / loket

Název výrobku

Antidekubitní podložka loketní / patní

Popis a účel výrobku

Podložka slouží jako pomůcka zabraňující vzniku proleženin u dlouhodobě ležících pacientů. Vyrábí se ve dvou provedeních, loketní a patní. Obě provedení jsou vyrobena z PUR (molitanu) ve tvaru mezikruží. Provedení se od sebe liší rozměrem vnějšího průměru mezikruží.

Údržba

V případě znečištění lze podložku vyprat ve vlažné vodě obsahující malé množství pracího prostředku. Vypranou podložku je nutno zbavit zbytků pracího prostředku řádným propláchnutím v čisté vodě a poté nechat volně na vzduchu uschnout. Při praní, proplachování a odstraňování vody je třeba podložku pouze opatrně mačkat.

Likvidace

Použitý obal umístěte do tříděného odpadu. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.



Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení podložky způsobené jejím obvyklým užíváním.

Rozměry

	podložka loketní	podložka patní
Vnější průměr mezikruží **A**	150 mm	200 mm
Vnitřní průměr mezikruží **B**	50 mm	50 mm
Výška podložky **C**	80 mm	80 mm

Skladujte na suchém místě ,
chráněném před slunečním zářením .

Handicap trade s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
www.handicaptrade.cz

Datum poslední revize: 01.06.2022