HAN 08A

Stabilizační dlaha pro dolní končetinu

handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rozměry: 75 x 30 x 20 cm
Výplň: PPUR
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Stabilizační dlaha je určena k polohování a stabilizaci dolní končetiny po operaci nebo úrazu. Díky vrstvě viskoelastické pěny ve vnitřní části slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak dlahy je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Pokyny k údržbě: Povlak dlahy lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

