HAN 09A

Polohovací půlválec

Rozměry: 50 x 18 x 9 cm
Výplň: H3060
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Polohovací půlválec je určený k všestrannému polohování pacientů. Slouží jako prevence vzniku proleženin.

Povlak půlválce je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Pokyny k údržbě: Povlak půlválce lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

