# HAN 10A

## Derotační bota

Rozměry: 40 x 22 x 23 cm
Výplň: PUR (vnitřní část z viskoelastické pěny)
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Derotační bota je určena ke stabilizaci dolní končetiny na lůžku. Díky vrstvě viskoelastické pěny ve vnitřní části slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak boty je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Pokyny k údržbě: Povlak boty lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.




Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

**LIKVIDACE**
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

