HAN 13B

Rehabilitační sedací kvádr - bavlněný

Rozměry: 40 x 40 x 12 cm
Výplň: PPUR
Obal: bavlněné plátno

Rehabilitační sedací kvádr z PUR pěny je určený pro pacienty po operaci kyčelního kloubu a slouží k usnadnění vstávání ze židle. Lze použít k polohování pacientů a usnadnění rehabilitace. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádru je vyrobený z bavlněného plátna opatřeného zipem pro snadné sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak lze snadno sejmout a prát se zapnutým zipem na 60°C. Důkladně vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, bavlna (CO) 4%

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

