HAN 15A

Rehabilitační kvádr - omyvatelný

handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rozměry: 30 x 20 x 10 cm
Výplň: K5553
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Rehabilitační kvádr z PUR pěny je určený pro pacienty po operaci kyčelního kloubu. Lze použít k polohování pacientů a usnadnění rehabilitace. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádru je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak kvádru lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

