HAN 15B

Rehabilitační kvádr - bavlněný

Rozměry: 30 x 20 x 10 cm
Výplň: K5553
Obal: bavlněné plátno

Rehabilitační kvádr z PUR pěny je určený pro pacienty po operaci kyčelního kloubu. Lze použít k polohování pacientů a usnadnění rehabilitace. Slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádru je vyrobený z bavlněného plátna opatřeného zipem pro snadné sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak lze snadno sejmout a prát se zapnutým zipem na 60°C. Důkladně vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, bavlna (CO) 4%

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

