HAN 17A

Polohovací kvádr pro dolní končetinu

handicap
ORTOPEDICKÉ POMŮCKY

Rozměry: 40 x 20 x 10 cm
Výplň: H3060
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Polohovací kvádr pro dolní končetinu je určený k polohování a stabilizaci dolních končetin pacientů a slouží i jako prevence vzniku proleženin.

Povlak kvádru je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu a je opatřen zipem pro snadné sundání a údržbu.

V případě přímého kontaktu kůže s materiálem doporučujeme kvádr překrýt například bavlněným ručníkem, aby se zabránilo možnému vzniku opruzenin. Materiál má z lícové strany přirozenou protiplísňovou a antibakteriální úpravu, je neprodyšný a nepromokavý.

Pokyny k údržbě: Povlak kvádru lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

