HAN 18A – UNI / 30cm

Antidekubitní podložka - omyvatelná

Rozměry: 30 x 30 x 10 cm
Výplň: Polyesterové kuličkové rouno (PES)
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Antidekubitní podložka je naplněná polyesterovým kuličkovým rounem a je určena k prevenci vzniku dekubitů.

Povlak kruhu je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Pokyny k údržbě: Povlak kruhu lze snadno otřít desinfekčním roztokem.



Složení:

- Výplň: Polyesterové kuličkové rouno (PES) (100%)
- Obal: Polyuretan (PUR) 60%, polyester (PES) 40%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

