HAN 19A – vel.1

Polohovací polštář – omyvatelný/tvrdý

Rozměry: 55 x 45cm
Výplň: Polystyrenové kuličky (EPS)
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Polohovací polštář je naplněný polystyrenovými kuličkami a je určený pro imobilní pacienty ležící na lůžku. Je vhodný pro polohování končetin i trupu a ergonomicky se snadno přizpůsobí jakékoli části těla.

Povlak polštáře je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Doporučujeme nesedat z výšky. V důsledku přetlaku může dojít k poškození švu.

Pokyny k údržbě: Povlak polštáře lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení:

- Výplň: Polystyrenové kuličky (EPS) (100%)
- Obal: Polyuretan (PUR) 60%, polyester (PES) 40%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

