HAN 21A

Váleček velký - omyvatelný

Rozměry: 15 x 9 cm
Výplň: Polyesterové kuličkové rouno (PES)
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Váleček je naplněný polyesterovým kuličkovým rounem a je určený k podložení paty pacienta, čímž omezuje možnost vzniku dekubitů.

Povlak válečku je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu, který usnadňuje údržbu.

Pokyny k údržbě: Povlak válečku lze snadno otřít dezinfekčním roztokem.



Složení:

- Výplň: Polyesterové kuličkové rouno (PES) (100%)
- Obal: Polyuretan (PUR) 60%, polyester (PES) 40%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

