HAN 22A

Antidekubitní podložka Sakrální - omyvatelná

Rozměry: 84 x 66 x 4 cm
Výplň: K4036
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Antidekubitní podložka je určená do lůžka pod sakrální oblast nebo pod paty.

Povlak podložky je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak podložky lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

