HAN 23A, vel.2

Chránič na postranice lůžka - omyvatelný

Rozměry: 175 x 40 x 3 cm
Výplň: H3060
Obal: PES úplet s nánosem PUR

Chránič na postranice lůžka poskytuje měkkou a zároveň stabilní ochranu postranic postele. Pomáhá snižovat riziko otlaků, poranění i nechtěných pádů a zvyšuje celkový komfort a bezpečí uživatele.

Povlak chrániče je vyrobený ze snadno omyvatelného materiálu opatřeného zipem pro jednoduché sundání.

Pokyny k údržbě: Povlak chrániče lze snadno otřít desinfekčním roztokem. V případě potřeby lze povlak sejmout a prát se zapnutým zipem na 95°C bez aviváže.



Složení: Polyuretan (PUR) 96%, polyester (PES) 4%

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.

