## Magnet pro držák Gnubbel 2-0

Tento vysoce kvalitní neodymový magnet typu NdFeB (N-48) promění váš držák Gnubbel 2-0 v ještě všestrannějšího pomocníka. Držák s magnetem lze připevnit prakticky kamkoliv, kde je kovový povrch.

**Praktické využití:**

- Všude tam, kde potřebujete mít volné ruce a své pomůcky nadosah
- Připevnění na lednici
- Uchycení na radiátor v koupelně
- Umístění na kovové skříňky či nábytek
- Jednoduše přiložíte magnet na karoserii vozu
- Snadné připevnění ke kovové konstrukci lůžka či skříňky

**Technické parametry:**

- Průměr magnetu: 28 mm
- Součástí balení je šroub pro snadné připevnění k držáku Gnubbel 2-0

**Instalace:**

- Přišroubujete magnet k držáku Gnubbel 2-0 (šroub je součástí balení)
- Zkontrolujte, jestli je šroub v jedné rovině s magnetem

Handicap trade s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno
✉ info.berle.cz www.handicaptrade.cz