Nástavec pro univerzální držák Gnubbel 2-0

Nástavec prodlouží vzdálenost držáku Gnubbel 2-0 od zdi o 27 mm. Umožní snadnější vkládání a vyjímání berlí. Poskytne stabilnější oporu kompenzačním pomůckám. Přizpůsobí se různým typům berlí a jejich prohnutí.

Technické parametry:

- Průměr nástavce: 27 mm
- Délka nástavce: 27 mm
- Délka šroubu: 65 mm
- Hmotnost: 20 g

Instalace:

- Připevníte jej jediným šroubem na požadované místo
- Šroub je součástí balení

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 5 let.

Handicap trade s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno
✉ info.berle.cz www.handicaptrade.cz