Univerzální držák Gnubbel 2-0

Univerzální držák Gnubbel 2-0 umožní snadno a bezpečně uchytit kompenzační pomůcky, mít je na dosah a zabránit jejich pádu na zem. Pro ty, kteří ocení extra bezpečnost nabízíme i fluorescenční variantu, která svítí ve tmě, pomáhá s orientací v noci. Nabíjí se běžným denním světlem.

Technické parametry:

- Délka: 60 mm
- Šířka: 30 mm
- Hmotnost: 55 g
- Materiál: zdravotně nezávadná pryž EPDM

Instalace:

- Připevníte jej jediným šroubem na požadované místo
- Montážní sada je součástí balení

Doporučené příslušenství:

- Magnet pro magnetické uchycení
- Nástavec pro snadnější uchycení kompenzačních pomůcek

Záruka: Na výrobek se poskytuje záruka 5 let.

Handicap trade s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno
✉ info.berle.cz www.handicaptrade.cz